

INNOVACIÓN
PARA LA
SALUD DE TODOS

Synthon

Endogel®

GEL TÓPICO

USO TÓPICO

10 ml



FICHA TÉCNICA

Nombre	Endogel® gel tópico
Indicaciones Terapéutica Aprobadas	<p>Endogel®, gel tópico está indicado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anestesia y desinfección de la uretra, facilitando la dilatación instrumental de la misma. • Lubricante de sondas e instrumental endoscópico. • Indicado en todas las anestésias de la uretra por uretroscopía, citoscopía, dilataciones uretrales, cateterismo uretral, sondajes vesicales, reeducación vesical.
Principio Activo (API)	1.- Lidocaína Clorhidrato 2.- Clorhexidina Digluconato Solución 20%
Fabricante de API	1.-Apex Healthcare Limited 2.-Lonza Ltd ⁽¹⁾ 2.- Dishman Carbogen Amcis Limited ⁽²⁾
País Fabricante API	1.- India 2.- Suiza ⁽¹⁾ 2.- India ⁽²⁾
Fabricante Producto Terminado (PT)	Synthon Chile
País Fabricante	Chile
Empresa Titular	Synthon Chile Ltda.
Registro N°	F-4087
Bioequivalente (BE)	SI
Régimen	N/A
Periodo de Eficacia	18 meses
Condición de Almacenamiento	almacenado a no más de 25°C.
Vía administración	Tópica
Forma Farmacéutica	Gel